


# 점도계 - 장비별 사양 비교

사양 및 장비	U-Visc 1bath Solge	U-Visc 2bath Solge	HVM472 Herzog	Bio Lab VISC 10 AS
외관				
Fully Automatic (주입/측정/세척/건조)	YES	YES	YES	YES
Auto sampler	32 Samples	64 Samples	-	23 Samples
동시 테스트 가능 시료수 (모세관 수)	2 Samples (2 Tubes)	4 Samples (4 Tubes)	2 Sample (2 Tubes)	1 Sample (1 Tubes)
측정범위	0.5~5,000cSt@40°C	0.5~5,000cSt@40°C	0.5~5,000cSt@40°C	0.5~25,000cSt
점도 정확도	+ -0.035%이내	+ -0.035%이내	+ -0.35% 이내	+ -0.035%이내
시험가능온도	20°C~110°C 옵션 20°C~150°C가능	20°C~110°C 옵션 20°C~150°C 가능	20°C~100°C	20°C~130°C 옵션 -40°C~170°C가능
Bath 온도 정밀도	+ -0.005°C	+ -0.005°C	+ -0.01°C	+ -0.001°C
Time Scaling	+ -0.001s이하	+ -0.001s이하	+ -0.001s이하	+ -0.001s이하
점도관 타입	우베로드 타입 100fold Viscosity Range	우베로드 타입 100fold Viscosity Range		우베로드 타입 125fold Viscosity Range
Detection Type	Thermal 방식	Thermal 방식	Thermal 방식	Thermal 방식
40°C, 100°C 동시 측정 및 점도지수 산출	NO	YES	NO	NO
시간 당 분석 시료 수	20개	40개		